

PRODUCT CATALOGUE

Denuding Pipettes

- 卵丘細胞の除去および卵子・胚のハンドリングに適したピペットです。
- 柔らかなポリカーボネート製で、用途に応じたサイズ展開をご用意しております。
- 各種ディヌーディングピペットは、ピペッターもしくはマウスピースに装着してご利用いただけます。



ディヌーディングピペット

REF	コード	内径 (μm)	内容量
71151	MT-DN100	100	20本/包
71152	MT-DN125	125	
71155	MT-DN155	155	
71156	MT-DN175	175	
71157	MT-DN200	200	
71158	MT-DN275	275	
71159	MT-DN300	300	
71160	MT-DN600	600	
71181	MT-DN100×10	100	
71182	MT-DN125×10	125	
71185	MT-DN155×10	155	
71186	MT-DN175×10	175	
71187	MT-DN200×10	200	
71188	MT-DN275×10	275	
71189	MT-DN300×10	300	
71190	MT-DN600×10	600	

※ 記載以外の製品も取り扱っておりますので詳細はお問合せください。受注生産いたします。

品質管理

滅菌済み, エンドトキシン ≤20EU/Device, Mouse Embryo Assay ≥80%

ピペッター

REF	コード	内容量
71170	PIP-A	1個/箱

改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

株式会社北里コーポレーション

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10

東京オフィス : 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail info@kitazato.co.jp

お電話でのお問い合わせ

☎ 0120-457-454

FAXでのご注文先

☎ 0120-111-471