

PRODUCT CATALOGUE

Aspirator

- 真空吸引ポンプです。
- 調整ダイヤルで、0.1mmHg 毎に吸引圧を調整可能です。
- 非常時には、フロントパネルのBOOSTスイッチを押すことで、最大吸引圧に切り替えられます。



REF	製品名	吸引圧
8003	KAS-3000	0～500 mmHg (0～-66.7kPa) ^{※1}

※1 JQA(一般財団法人日本品質保証機構)校正済

仕様

電源 AC 100V 50/60Hz 3.0A
サイズ 150(幅)×198(高さ)×300(奥行)mm
付属品 フットスイッチ(コード長 2m)
電源コード

本製品の使用には、別売のVacuum Line(接続チューブ)が必要です。
Vacuum Lineは複数の長さをラインアップしています。使用環境に合わせて適切な長さをお選びください。



※2 BOOSTスイッチを押すと最大吸引圧になります。
吸引ラインの詰まりを除去する際などにご使用ください。

RELATED PRODUCTS 関連製品

Vacuum Line



REF	コード	内容量
61160	APL-F120	120cm
61161	APL-F150	150cm
61162	APL-F180	180cm
61164	APL-F240	240cm

改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 北里

本社 : 〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10
東京オフィス : 〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号
URL <https://www.kitazato.co.jp/> Mail info@kitazato.co.jp

お電話でのお問い合わせ

☎ 0120-457-454

FAXでのご注文先

📠 0120-111-471